

Teknik Sağlık

Tekcell Ürün Kataloğu



Sipariş Tel: +90 212 621 00 84 Pbx

www.tekniksaglik.com.tr

Teknik Sağlık

► ŞİRKET PROFİLİ ;

Firmamız 1994 yılından beri medikal sektörde faaliyetlerini sürdürmektedir. Aradan geçen uzun yıllar boyunca çeşitli firmaların bayiliklerini başarıyla sürdürmüş, 2004 yılından itibaren de gerek ithalat ve gerekse yerli imalat çalışmalarına başlamıştır.

2004 yılından itibaren Almanya'dan **Gelitacel** (Oxidized Resorbable Cellulose) ve **Gelitaspon** (Absorbable Jelatin Sünger) kanama durdurucu ürünlerinin Türkiye Distribütörlüğü'nü yürütmektedir.

2006 yılında İstanbul'da kurduğumuz Plastik Enjeksiyon Fabrikası'nda, tescilli **Tekcell** markamızla imalata başlamış bulunmaktayız.

2008 yılından itibaren **LifeCast**, **Gozala**, **Oscar**, **Reichberg**, **Yutek** tescilli markalarımızla **Çin**, **Almanya** ve **Kore**'den çeşitli medikal cihaz ve tıbbi malzeme ithalatlarını da yapmaktayız.

► MİSYONUMUZ ;

Biliyoruz ki sağlık sektöründe kullanılacak olan ürünler öncelikle kaliteli ve kolaylıkla satın alınabilecek fiyata sahip olmalıdır. Bunun bilincinde olan firmamızda kaliteli ve ekonomik olan ürünlerin imalatını ve ithalatını yaparak sizlere sunmaktadır.

Bu misyonumuzu her zaman bu ilkeler doğrultusunda sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz.

► KALİTE POLİTİKAMIZ ;

Firmamız, tüm dünya'nın birlikte hareket ettiği günümüzde bu akımın dışında kalmaması gerekirdi. Kalite konusundaki hassasiyetimiz gereği ithal etmekte olduğumuz ürünlerde (ISO) (EN) gibi kalite belgelerinin yanı sıra (CE) belgeleri de mevcuttur. Kalite konusunda ki düşüncelerimiz sadece ürün bazında değil satış sonrası hizmet bazında da geçerlidir.



Özellikler

- Etkin ilaç verimi
- Tek tuşla çalıştırma
- Kolay taşıma
- Her yaşa uygun
- Saklama haznesi
- Farklı renk seçenekleri
- Lateks içermez
- Kolay temizlenebilir



Tekcell[®]



Bedenler

Beden/Size 1	5-18 kg
Beden/Size 2	18-36 kg
Beden/Size 3	36-50 kg



Tekcell[®]



KULLANIM KILAVUZU

Cihazı oluşturan parçaları kutudan çıkarın. Emiş borusunu, cihaz gövdesinin alt kısmında bulunan emiş ucuna takınız.

İlk veya tekrar kullanımdan önce, yalnız ağızlık parçasını sıcak suyla durulayın ve sallayarak kurulaşın. Düşük seviyeli solunum cihazı için, 1. odadaki topu yukarı kaldıracak ve 2. top ilk pozisyonu bozmadan duracak kadar yeterli hava emişini yapın 1. top zirvede olduğu pozisyonda takribi 3 saniye tutun ve sonra nefesinizi dışarı bırakın.

Yüksek seviyeli solunum için, 1. ve 2. odadaki topları zirveye çıkacak ve 3. odadaki topun pozisyonunu bozmayacak şekilde yeterli nefes alın ve sonra nefesinizi dışarıya bırakın.

Her iki egzersizde nefesinizi boşaltırken ağızlığı ağzınızdan çıkarmaya özen gösteriniz.

Her iki tip solunum egzersizini hekim, hemşire yada terapistin kontrolü altında gerçekleştirin.

BİR HASTA KULLANIMI İÇİNDİR.

Oda koşullarında ve kuru yerde saklayınız.



Tekcell[®]



Kullanma Talimatı

- Chamber'in üzerindeki şekillerle takip edilebilir.
- İnhaler ilaç ve Chamber'in kapaklarını çıkartın.
- İçinde yabancı bir cisim olup olmadığını kontrol etmek için Chamber'in her iki ucundan içine bakın.
- İnhaler ilacı yerleştirin ve iyice çalkalayın.
- Maskeyi ağızla takın.
- Maskeyi ağız ve burun kısmını tam kapatacak şekilde yüzünüze yerleştirin.
- Nefesinizi tamamen boşaltın, inhaller ilaca basın ve hemen yavaşça nefes alın nefesinizi 8-10 saniye tutun.
- Maskeli Chamber'i yüzünüzde en az 2 kez nefes alacak şekilde tutun. Çocuğunuz ağlasa bile maske yüzüne tam oturduğu sürece tedaviyi tam olarak almaya devam edecektir. Unutmayın ki ağlaması ve bağırması ilaç tozunu soluması için uygun bir zamandır.
- Her püskürtme arasında 30 saniye yıkanmalıdır.

TEMİZLEME

Haftada bir kez ılık çişme suyu ile yıkanmalıdır.



Tekcell[®]



Özellikleri

- Tek dokunuşla ölçüm
- Zaman göstergesi
- Tansiyon ve nabız ölçümü
- Otomatik şişme ve hava boşaltma
- 2x 120 çift hafıza
- Geniş LCD ekran
- Otomatik kapanma
- Düşük pil uyarısı
- Doğru ölçüm
- Etkili damar basıncı ölçüm sistemi

Tekcell[®]



Özellikleri

- Tek dokunuşla ölçüm
- Zaman göstergesi
- Tansiyon ve nabız ölçümü
- Otomatik şişme ve hava boşaltma
- 2x 120 çift hafıza
- Geniş LCD ekran
- Otomatik kapanma
- Düşük pil uyarısı
- Doğru ölçüm
- Etkili damar basıncı ölçüm sistemi



Tekcell[®]



Bedenler

Büyük Boy 32-42 cm
Normal Boy 22-32 cm



Tekcell[®]




Özellikler

Oksijen Konsantratörü

5 lt

Tekcell[®]



Özellikleri

- %100 sıvı geçirmez
- Nefes alabilen, Elastic band
- Çift Kişilik 160 x 200 cm
- Tek Kişilik 90 x 190 cm



Tekcell[®]



Özellikleri

- "2 5,0cm x 360cm
- "3 7,5cm x 360cm
- "4 10cm x 360cm
- "5 12,5cm x 360cm



Tekcell[®]



Pompa Özellikleri

Güç Kaynağı	: 220V/50Hz
Hava Çıkışı	: 5-7L/Dk
Basınç Aralığı	: 50mmHg-110mmHg
Sirkülasyon Süresi	: 12Dk
Güç Tüketimi	: 7W
Tıpa	: 1A
Ebatlar	: 23.5X12X9.5cm
Ağırlık	: 1.4Kg

Yatak Özellikleri

Ebatlar	: 200X90X7cm
Aksesuarlar	: Tamir Aparatı, 1.5m Boru
Materyal	: Tayvan Nanya PVC
PVC Kalınlığı	: 0.3mm
Renk	: Krem
Yatak Ağırlığı	: 2.2 - 2.5Kg
Taşıma Kapasitesi	: 120-130Kg
130 Hava Baloncuğu	

Tekcell[®]



Özellikler

2.5-180kg

Ölçekleme: 0.1kg

Ekran: 4 basamaklı LCD

Pil: 3V Cr2032Li

Uygun çalıştırma sıcaklığı: 10-39°C

Otomatik ölçüm

Birim: Kg/lb

10 saniyeden sonra otomatik kapanma

Alçak gerilim uyarısı "Lo"

Hata göstergesi "----"

Çalışma dışı "Err"

Tekcell[®]



Özellikler

- Kontrol klempini kapatın.
- ihtiyaç duyulan miktarda istenen mamayı kutuya doldurun ve kutuyu kapatın.
- Torbayı IV uçlu askıya asın.
- İhtiyaç halinde torbaya buz ilave edin.
- Kontrol klempini yavaşça açın ve tüm boruyu mama ile doldurun (Hava haznesi tamamen doldurulmamalı).
- Kontrol klempini kapatın.
- Adaptöre beslenme tüpünü bağlayın istenelen damla ayarına ulaşmak için yavaşça klampı açın
- (1 ml= yaklaşık 20 damla).

Tekcell[®]



Ürün Kullanımı

Kullanmadan önce memenin temizliğine dikkat edilmeli. Ellerinizi iyice yıkayın ve sütün gelip gelmediğini, süt bezlerinizin tıkalı olmadığını kontrol edin. Pompa steril ve düzgün takılmış olmalı. Rahat bir yerde oturun ve hafif öne eğilin. Sırtınızı yastıkla desteklemeniz önerilir. Silikon masaj pedini göğsünüze yerleştirin, bu pompaya hava girişini engelleyecektir. Göğsünüzde hafif bir çekilme hissedilecektir. Sütünüzün rahatça aktığından ve bir rahatsızlık hissetmediğinizden emin olun. Sağma esnasında süt gelmiyorsa lütfen sağma devam etmeyin. Biraz ara verdikten sonra tekrar deneyin. Biberon taşacak kadar doldurulmamalıdır.



Tekcell[®]



Ürün Kullanımı

- Masaj ve sağım fonksiyonları.
- 3 sıklık ve 25 sağım gücü ayarı.
- Özel tasarım pompa ile kullanırken eğilme gerektirmez.
- Geri sızmayı önler silikon ped.
- Özel silikon pedi rahat emzirme hissi sağlar.
- A/C adaptör ve USB uyumlu giriş.
- BPA içermez.

Tekcell[®]

Tekcell Tařınabilir Aspiratör Cihazı


Teknik Saęlık



Teknik Bilgiler

Voltaj	: AC220V
Güç	: 90VA
Max Negatif Basınç Deęeri	: $\geq 0.075\text{MPa}$
Çekiř Oranı	: $\geq 18\text{L/Dk}$
Saklama Haznesi	: $\geq 1000\text{mL}$
50Hz	

Tekcell[®]



Özellikler

- 1 dakikada hızlı ölçüm
- $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ doğru okuma
- Okuması kolay dijital ekran
- Hafıza
- Otomatik kapanma

Tekcell[®]



Özellikler

- Orijinal Taşıma Çantası
- Çift Hortumlu Sistem
- Krom Kaplı Gövde
- 48mm Scala
- 0-300mm/Hg Kadran

Tekcell[®]



Özellikler

- Okuması kolay renkli ekran
- Tıbbi Ürün
- Nabız eğrisi
- Düşük Pil Göstergesi
- Otomatik kapanma
- Ayarlanabilir ekran parlaklığı
- Tutma ipi ve kemer çantası
- Dağcılık, kayak ve havacılık sporları gibi yüksek rakım aktiviteleri için uygundur
- Özellikle kalp rahatsızlığı, kronik obstrüktif ciğer rahatsızlığı bulunan hastalar için uygundur




Tekcell[®]



Özellikler

Ebatlar	: 600x35x32mm
Ağırlık	: 50gr(piller dahil)
Dış kutu	: 80x60x52mm
Brüt ağırlık	: 70gr
Dış koli	: 510x210x235mm
Brüt koli ağırlığı	: 15kg
Anti elektronik şok tip	: İç güçlü cihaz
Anti elektronik şok derecesi	: Tip BF cihaz
EMC	: Tip B Sınıf 1
Çalıştırma modu	: Devamlı işlem ek derecesi
Koruma	: IPX4

Tekcell[®]



Özellikler

Hafif, alüminyum diyafram, krom kaplama piring binoral, dayanıklı tek parça kalıp PVC "Y" tüp boru ve beyaz anti blokaj sistemli kulaklıklardan oluşur.

Tekcell[®]



Özellikler

- Lütfen Tekcell oksijen terapi cihazını kurarken silindir valfi zincirine dikkat ediniz. oksijen terapi cihazına bağlanırken kir veya yağ bulunmaması için dikkatlice temizleyin.
- Yüzünüzü oksijen regülatörüne yaklaştırmayın ve silindir valfini açarken olası bir zararı önlemek için geride durmaya dikkat edin. Valfi yavaşça açın ve regülatör göstergesi silindir basıncını gösterecektir. Daha sonra oksijen regülatöründeki oksijen akımı ayarlanabilir.
- Oksijen regülatörünü çarpma veya aşınmalardan koruyunuz.
- Kullanıcılar cihazı kendileri açmamalı veya kurmamalıdır. Tüm güvenlik valfleri nakliyeden önce dikkatlice kontrol edilmiştir. Standartların üzerinde basınçta gaz salınımı halinde valfler gaz sızdırabilir.
- Tamir için veya oksijen regülatöründe herhangi bir sorunla karşılaşıldığında derhal bayinizle iletişime geçin.
- Kullanımdan sonra silindir valfi kapatılmalı ve artık gaz salınmalıdır.
- Lütünden kuru sifon tip silindir kullanmayın.



Tekcell[®]



Özellikler

SICAK KOMPRES İÇİN

Yaklaşık 80°C kadar ısıtılmış sıcak suya termojeli daldırınız. 7-8 dakika bekletiniz ya da mikro dalga fırında 200 watt 2-3 dakika ısıtınız.

SOĞUK KOMPRES İÇİN

Buzdolabının buzluk kısmında istenilen soğukluğa erişinceye kadar bekletiniz. İstenilen bölgeye uygulayınız. Kan dolaşımı düşük ve raynaud sendromu olan kişilerde kullanılmamalıdır.

KULLANMA TALİMATI

Termojel içerisinde konduğu plastik torbayla kullanılır. Plastik torbayı açmayınız, delmeyiniz. Termojel sıcak ve soğuk durumunu uzun süre korur, jel zararlı değildir. Delik yada yırtık torbaları kullanmayınız. Jel vücudunuza ya da çamaşınıza bulaşırsa sadece su ile yıkayınız. Çevre dostudur. Birçok kez kullanılabilir.

Tekcell®



Özellikler

- Şık ve küçük tasarımı ile çok yer kaplamaz
- İçi görünür su haznesi sayesinde su seviyesi takip edilebilir
- Gece lambası sayesinde rahatlık hissi verir ve geceleri kullanılabilir
- 360 derece ayarlanabilen nem salınım noktası bulunmaktadır
- Kişisel / bebek bakımı için idealdir
- 10 saate kadar sessiz modda çalışabilir
- Su haznesi boşaldığında otomatik kapanır
- Giriş AC100-240V, 50-60Hz, Çıkış: DC24V, 12W
- 0.8L, 80ml/s, iki seviyeli buhar salınım ayarı
- Boyutlar: 160(K)x110(G)x213(U) mm
- Etki alanı: 15-20 metre kare



Tekcell[®]



Teknik Saęlık

Teknik Saęlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Molla Şeref Mah. Molla Gürani Cad. No: 36/1

Fındıkzade - İSTANBUL / TURKEY

Tel.: +90 212 621 00 84 Pbx - Fax: +90 212 533 49 11

info@tekniksaglik.com.tr

www.tekniksaglik.com.tr